



Plaster tkaninowy z opatrunkiem FABRIplast

TD-06-I.2.c-6.1b

Rewizja 3

data 2021-05-26

zmiana: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE

- Plaster tkaninowy do cięcia przeznaczony do zabezpieczania przed zanieczyszczeniami drobnych ran, urazów skóry, skaleczeń, rozcięć, zranień z małą i średnią ilością wysięku

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z tkaniny bawełnianej z wkładem chłonnym
- kolor cielisty
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany
- elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- pokryty klejem akrylowym
- dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- jednorazowego użytku
- niejałowy



| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON |
|------------------|------------|--|--------------------------------|
| FP6100 | 6 cm x 1 m | 1 szt. | 60 x 1 szt. |
| FP6500 | 6 cm x 5 m | 1 szt. | 20 x 1 szt. |
| FP8100 | 8 cm x 1 m | 1 szt. | 60 x 1 szt. |
| FP8500 | 8 cm x 5 m | 1 szt. | 20 x 1 szt. |



Przylepiec mocujący z tkaniny SENSIplast

TD-06-I.2.c-5.5

Rewizja 3

data 2021-05-26

zmiana: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- Przylepiec tkaninowy przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczenia i mocowania drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego umocowania w miejscu ich założenia oraz opatrunków pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, nałożonych bezpośrednio na rany i uszkodzenia skóry

WŁAŚCIWOŚCI

- przylepiec na tkaninowym podłożu bawełnianym
- biały
- nawinięty na szpulę
- pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
- możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek
- ząbkowane wykończenie brzegu przylepca
- dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- dobra przylepność
- cieńki, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- hipoalergiczny
- jednorazowego użytku
- niejałowy



| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON |
|------------------|------------------|--|--------------------------------|
| STA12505W | 1,25 cm x 5 m | 24 x 1 szt. | 12 x 24 szt. |
| STA12509W | 1,25 cm x 9,14 m | 24 x 1 szt. | 12 x 24 szt. |
| STA25005W | 2,5 cm x 5 m | 12 x 1 szt. | 12 x 12 szt. |
| STA25009W | 2,5 cm x 9,14 m | 12 x 1 szt. | 12 x 12 szt. |
| STA50005W | 5 cm x 5 m | 6 x 1 szt. | 12 x 6 szt. |
| STA50009W | 5 cm x 9,14 m | 6 x 1 szt. | 12 x 6 szt. |
| STA25005W-L* | 2,5 cm x 5 m | 12 x 1 szt. | 12 x 12 szt. |

*wersja z mocniejszym klejem akrylowym



Przylepiec mocujący ze sztucznego jedwabiu SILKplast

TD-06-I.2.c-5.2

Rewizja 3

data 2021-05-26

zmiana: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego umocowania w miejscu ich założenia oraz opatrunków pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, nałożonych bezpośrednio na rany i uszkodzenia skóry

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany ze sztucznego jedwabiu
- biały
- nawinięty na rolkę
- pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
- możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek
- ząbkowane wykończenie brzegu przylepca
- dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- dobra przylepność
- cieńki, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- hypoalergiczny
- jednorazowego użytku
- niejałowy



| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON |
|------------------|------------------|--|--------------------------------|
| SS12505W | 1,25 cm x 5 m | 24 x 1 szt. | 12 x 24 szt. |
| SS12509W | 1,25 cm x 9,14 m | 24 x 1 szt. | 12 x 24 szt. |
| SS25005W | 2,5 cm x 5 m | 12 x 1 szt. | 12 x 12 szt. |
| SS25009W | 2,5 cm x 9,14 m | 12 x 1 szt. | 12 x 12 szt. |
| SS50005W | 5 cm x 5 m | 6 x 1 szt. | 12 x 6 szt. |
| SS50009W | 5 cm x 9,14 m | 6 x 1 szt. | 12 x 6 szt. |

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- ogólne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych i innych

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej, białej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- posiada jednorodną strukturę, na powierzchni gazy nie występują luźne włókna
- miękka i bardzo chłonna
- posiada założone do wewnątrz brzegi zapobiegające wysnuwaniu się luźnych nitek
- jałowa
- dostępne rozmiary: 1 m², ½ m², ¼ m²
- dostępna nitkowość: 13, 17
- liczba sztuk w opakowaniu: 1
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY sterylizacja tlenkiem etylenu | NUMER KATALOGOWY sterylizacja parą wodną | ROZMIAR | LICZBA NITEK | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-FOLIA | OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|---|---|------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| CG1325SQM-S | CG1325SQM-SS | ¼ m ² | 13 | 1 szt. | 100 szt. | 12 x 100 szt. |
| CG1305SQM-S | CG1305SQM-SS | ½ m ² | 13 | 1 szt. | 50 szt. | 12 x 50 szt. |
| CG131SQM-S | CG131SQM-SS | 1 m ² | 13 | 1 szt. | 25 szt. | 12 x 25 szt. |
| CG1725SQM-S | CG1725SQM-SS | ¼ m ² | 17 | 1 szt. | 100 szt. | 12 x 100 szt. |
| CG1705SQM-S | CG1705SQM-SS | ½ m ² | 17 | 1 szt. | 50 szt. | 12 x 50 szt. |
| CG171SQM-S | CG171SQM-SS | 1 m ² | 17 | 1 szt. | 25 szt. | 12 x 25 szt. |



KOMPRI lux

kompresy z gazy bez nitki RTG, niejałowe

TD-12

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-01-31

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- po wyjałowieniu ogólne opatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych
- po wyjałowieniu - jako materiał inwazyjny stosowany śródoperacyjnie do absorpcji krwi i płynów ustrojowych z ran operacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- posiadają podwójnie podwijane brzegi tzw. składanie typu „ES” zapobiegające wysnuwaniu się luźnych nitek
- mogą być sterylizowane z zastosowaniem pary wodnej, tlenu etylenu lub radiacyjnie
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | LICZBA NITEK | LICZBA WARSTW | OPAKOWANIE JEDN. TOREBKA PAPIEROWA | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| GS1305081 | 5 cm x 5 cm | 13 | 8 | 100 szt. | 250 x 100 szt. |
| GS1375081 | 7,5 cm x 7,5 cm | 13 | 8 | 100 szt. | 60 x 100 szt. |
| GS1310081 | 10 cm x 10 cm | 13 | 8 | 100 szt. | 40 x 100 szt. |
| GS1305121 | 5 cm x 5 cm | 13 | 12 | 100 szt. | 80 x 100 szt. |
| GS1305125 | 5 cm x 5 cm | 13 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS1375121 | 7,5 cm x 7,5 cm | 13 | 12 | 100 szt. | 40 x 100 szt. |
| GS1375125 | 7,5 cm x 7,5 cm | 13 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS1310121 | 10 cm x 10 cm | 13 | 12 | 100 szt. | 20 x 100 szt. |
| GS1310125 | 10 cm x 10 cm | 13 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS131020121 | 10 cm x 20 cm | 13 | 12 | 100 szt. | 20 x 100 szt. |
| GS1705081 | 5 cm x 5 cm | 17 | 8 | 100 szt. | 80 x 100 szt. |
| GS1775081 | 7,5 cm x 7,5 cm | 17 | 8 | 100 szt. | 90 x 100 szt. |
| GS1710081 | 10 cm x 10 cm | 17 | 8 | 100 szt. | 40 x 100 szt. |
| GS171020081 | 10 cm x 20 cm | 17 | 8 | 100 szt. | 40 x 100 szt. |
| GS1705121 | 5 cm x 5 cm | 17 | 12 | 100 szt. | 96 x 100 szt. |
| GS1705125 | 5 cm x 5 cm | 17 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS1775121 | 7,5 cm x 7,5 cm | 17 | 12 | 100 szt. | 60 x 100 szt. |
| GS1775125 | 7,5 cm x 7,5 cm | 17 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS1710121 | 10 cm x 10 cm | 17 | 12 | 100 szt. | 20 x 100 szt. |
| GS1710125 | 10 cm x 10 cm | 17 | 12 | 500 szt. | 4 x 500 szt. |
| GS171020121 | 10 cm x 20 cm | 17 | 12 | 100 szt. | 20 x 100 szt. |
| GS1705161 | 5 cm x 5 cm | 17 | 16 | 100 szt. | 96 x 100 szt. |
| GS1775161 | 7,5 cm x 7,5 cm | 17 | 16 | 100 szt. | 60 x 100 szt. |
| GS1710161 | 10 cm x 10 cm | 17 | 16 | 100 szt. | 40 x 100 szt. |
| GS171020161 | 10 cm x 20 cm | 17 | 16 | 100 szt. | 20 x 100 szt. |

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- po dostosowaniu kształtu, rozmiaru i wyjąłowieniu ogólne opatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonana z hydrofilowej gazy bawełnianej, białej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- posiada jednorodną strukturę, na powierzchni gazy nie występują luźne włókna
- miękka i bardzo chłonna
- może być docinana i formowana w celu uzyskania pożądanego rozmiaru i kształtu
- może być sterylizowana z zastosowaniem pary wodnej, tlenu etylenu lub radiacyjnie
- dostępna nitkowość: 13, 17
- liczba sztuk w opakowaniu: 1
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | LICZBA NITEK | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE WOREK FOLIOWY | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| GR1309100 | 0,9 m x 100 m | 13 | 1 szt. | 5 x 1 szt. |
| GR1709100 | 0,9 m x 100 m | 17 | 1 szt. | 5 x 1 szt. |

BACTIGRAS*



OPATRUNKI OCHRONNE

- Nie przywiera do rany;
- Mogą być stosowane wraz z opatrunkiem chłonnym;
- Mogą być dowolnie ukształtowane;
- Mogą być stosowane łącznie z innymi lekami;
- Nie powodują odczynów alergicznych;
- Opatrunek nasączony parafiną i 0,5% roztworem chloroheksydy;
- Zapewnia długotrwałe działanie antybakteryjne;
- Nie powodują uczuleń;
- Opatrunek zalecany na rany zainfekowane i profilaktycznie w celu zmniejszenia ryzyka infekcji;


| kod | | Wymiary | Liczba opatrunków w opakowaniu | Ilość opakowań w kartonie zbiorczym |
|----------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 66007505 | BACTIGRAS | 15 CM X 1 M ROLL | 12 | 4 |
| 7456 | BACTIGRAS (individually wrapped) | 5 CM X 5 CM | 50 | 12 |
| 7457 | BACTIGRAS (individually wrapped) | 10 CM X 10 CM | 10 | 12 |
| 7461 | BACTIGRAS (individually wrapped) | 15 CM X 20 CM | 10 | 12 |

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- utrzymanie prawidłowej wilgotności w ranie
- zapobieganie wysuszeniu i maceracji skóry na obrzeżach rany
- zalecany do stosowania na rany niezainfekowane
- opatrywanie ran przewlekłych: owrzodzeń różnego typu, odleżyn
- leczenie ran chirurgicznych, oparzeniowych, miejsc pobrania i nałożenia przeszczepów skórnych, uszkodzeń naskórka, skaleczeń
- zabezpieczanie przed popromiennym uszkodzeniem skóry



WŁAŚCIWOŚCI:

- opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną
- struktura materiału nośnego pozwala na swobodne przedostawanie się wysięku do pokrywającego go opatrunku wtórnego
- pokrycie warstwą parafiny sprawia, że nie przywiera do rany, co umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku
- neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne
- może być dowolnie kształtowany oraz przycinany w aseptyczny sposób
- wymaga pokrycia opatrunkiem o właściwościach chłonnych np. kompresem, opatrunkiem wysokochłonnym, pianką poliuretanową
- nieprzyklepny, konieczne umocowanie za pomocą przylepca, bandaża lub siatki opatrunkowej
- hipoalergiczny
- jałowy
- okres trwałości: 5 lat

ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-FOLIA ALUMINIOWA | OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| PAR-01 | 5 cm x 5 cm | 1 szt. | 10 szt. | 50 x 10 szt. |
| PAR-02 | 10 cm x 10 cm | 1 szt. | 10 szt. | 50 x 10 szt. |
| PAR-06 | 10 cm x 40 cm | 1 szt. | 10 szt. | 50 x 10 szt. |
| PAR-07 | 15 cm x 20 cm | 1 szt. | 10 szt. | 50 x 10 szt. |



elastopor EYE
opatrunek oczny z wkładem chłonnym
włókninowy, samoprzylepny, jałowy

TD-16

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2016-06-03

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- przesłonięcie oka oraz jego okolicy po procedurach okulistycznych i zabiegach chirurgicznych
- korekcja wzroku w terapii zeza

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny
- pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany
- elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację
- dostępny w różnych rozmiarach, kolorach włókniny i wkładu chłonnego
- hipoalergiczny
- jałowy
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | KSZTAŁT | KOLOR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-PAPIER | OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|-----------------|---------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 803010 | 5,8 cm x 8,3 cm | | wkład chłonny - biały | 1 szt. | 50 szt. | 24 x 50 szt. |
| 803011 | 6,5 cm x 9,5 cm | | włóknina - biały | 1 szt. | 50 szt. | 24 x 50 szt. |
| 803212 | 5 cm x 7,5 cm | | wkład chłonny - biały włóknina - cielisty | 1 szt. | 50 szt. | 24 x 50 szt. |



elastopor STERIL
opatrunek z wkładem chłonnym
włókninowy, samoprzylepny, jałowy

TD-09

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2020-10-29

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku
- zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych charakteryzujących się prostym cięciem i nałożeniem mniejszej lub większej liczby szwów skórnych w linii prostej



WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym
- część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- centralnie umieszczony wkład chłonny - chłonie umiarkowany wysięk z rany
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu - zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku
- hypoalergiczny
- elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- łatwy do zamocowania na skórze
- zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, kauczuku, lateksu, naniesionym równomiernie na całej powierzchni, o bardzo dobrej odporności na wilgoć zapewniający dobrą stabilizację opatrunku w miejscu aplikacji
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 5 lat

ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-PAPIER | OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 801001E | 5 cm x 7,2 cm | 1 szt. | 100 szt. | 24 x 100 szt. |
| 801012E | 6 cm x 10 cm | 1 szt. | 50 szt. | 45 x 50 szt. |
| 801002E | 8 cm x 10 cm | 1 szt. | 30 szt. | 36 x 30 szt. |
| 801013E | 10 cm x 10 cm | 1 szt. | 30 szt. | 24 x 30 szt. |
| 801021E | 10 cm x 12 cm | 1 szt. | 30 szt. | 30 x 30 szt. |
| 801014E | 10 cm x 15 cm | 1 szt. | 30 szt. | 24 x 30 szt. |
| 801003E | 6 cm x 15 cm | 1 szt. | 50 szt. | 24 x 50 szt. |
| 801004E | 8 cm x 15 cm | 1 szt. | 30 szt. | 24 x 30 szt. |
| 801005E | 8 cm x 20 cm | 1 szt. | 30 szt. | 18 x 30 szt. |
| 801015E | 10 cm x 20 cm | 1 szt. | 25 szt. | 18 x 25 szt. |
| 801016E | 10 cm x 25 cm | 1 szt. | 25 szt. | 18 x 25 szt. |
| 801017E | 10 cm x 30 cm | 1 szt. | 25 szt. | 12 x 25 szt. |
| 801018E | 10 cm x 35 cm | 1 szt. | 25 szt. | 12 x 25 szt. |



elastopor STERIL D
opatrunek z wkładem chłonnym
z przecięciem i otworem O
włókninowy, samoprzylepny, jałowy

TD-09

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2016-06-03

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie miejsc ujęcia drenów, cewników założonych do ciała pacjenta
- opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym
- opatrunek z przecięciem i centralnym otworem O
- przecięcie i otwór O umożliwiają aplikację opatrunku wokół założonego drenu
- część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- centralnie umieszczony wkład chłonny - chłonie umiarkowany wysięk z rany
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu - zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku
- hypoalergiczny
- elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- łatwy do zamocowania na skórze
- zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-PAPIER | OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |
|------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 801031 | 9 cm x 10 cm | 1 szt. | 30 szt. | 24 x 30 szt. |
| 801030 | 12 cm x 14 cm | 1 szt. | 25 szt. | 16 x 25 szt. |



elastoFILM
Folia operacyjna, samoprzylepna
jałowa
TD-56

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-08-16

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Zabezpiecza pole operacyjne w celu zminimalizowania ryzyka infekcji, jak również chroni wrażliwą skórę w trakcie zabiegu operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z poliuretanu
- Pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym
- Paroprzepuszczalna, zapewniająca prawidłową wymianę gazową między folią a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją
- Przezroczysta - umożliwia obserwację zabezpieczonego miejsca
- Wodoodporna
- Antyelektrostatyczna
- Bardzo cienka i elastyczna - dopasowuje się do kształtu różnych części ciała pacjenta
- Posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów, bakterii znajdujących się w środowisku zewnętrznym pacjenta co minimalizuje ryzyko infekcji
- Dobra przylepność – może pozostać w miejscu zaaplikowania przez wymagany okres czasu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Opakowanie folia – papier
- Opakowanie zawiera 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii oraz dane wytwórcy



ROZMIAR I KOD

| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR CAŁKOWITY | ROZMIAR POWIERZCHNI KLEJĄCEJ | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | OPAKOWANIE HANDLOWE |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 808068 | 84cm x 56cm | 84cm x 50cm | 1 szt. | 6 szt. |
| 808066 | 40cm x 42cm | 40cm x 36cm | 1 szt. | 20 szt. |
| 808065 | 45cm x 55cm | 45cm x 49cm | 1 szt. | 20 szt. |
| 808064 | 45cm x 28cm | 45cm x 22cm | 1 szt. | 20 szt. |
| 808063 | 30cm x 28cm | 30cm x 22cm | 1 szt. | 20 szt. |
| 808062 | 15cm x 28cm | 15cm x 22cm | 1 szt. | 40 szt. |
| 808061 | 14cm x 25cm | 14cm x 21cm | 1 szt. | 40 szt. |
| 805018 | 55cm x 55cm | 55cm x 51cm | 1 szt. | 15 szt. |
| 805025 | 30cm x 40cm | 30cm x 36cm | 1 szt. | 20 szt. |
| 805016 | 20cm x 30cm | 20cm x 26cm | 1 szt. | 30 szt. |